

10 Belangrijke controlepunten voor u de patiënt alleen laat

FeelSafe Pro

LET OP! Zorg dat u het ZORGPLAN of de medische verklaring van de patiënt kent en dat u weet hoe en hoe vaak u de patiënt moet controleren.

1. Tent en gaas. Controleer of er geen sprake is van slijtage, gaten of dunne plekken in de nylon panelen of het gaas.

Controleer of de tent op de juiste wijze aan het frame van het onderstel is bevestigd en dat het metalen frame volledig is beschermd door de schuimrollen. Controleer ook of deze in goede staat zijn.

2. Matras. Het matras dient zich altijd in het volledig afgesloten matrascompartiment te bevinden. Plaats, in verband met verstikkingsgevaar, NOOIT een matras in de patiëntruimte. Alleen het Human Protection 5cm opdekmatras is toegestaan.

3. Hygiëne. Zorg dat het bed schoon is en geen rommel of voorwerpen bevat die het risico op verwonding of verstikking kunnen vergroten.

4. Hoogte van het bed en bediening van het bed. Zorg dat het bed zich in de laagste positie bevindt. Zo verkleint u de kans dat het bed kantelt wanneer de patiënt geagiteerd of agressief wordt. Laat de bediening van het bed NOOIT achter in de patiëntruimte wanneer de patiënt onbewaakt wordt achtergelaten.

5. Vergrendelbare zwenkwielen. Om het risico op ongewenste beweging van het bed te voorkomen, dienen alle vier de vergrendelbare zwenkwielen volledig te zijn geblokkeerd wanneer de patiënt zich in bed bevindt.

6. Ritsen en snelsluitingen. Test of alle ritsen makkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden, of er geen ruimtes of openingen zijn als er druk op de rits wordt toegepast. Test alle ritsen over de gehele lengte door op het paneel of op de tent naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten. Gebruik ALTIJD de trekklipjes van de rits en maak de snelsluitingen op alle toegangspanelen vast.

7. Locatie. Plaats het FeelSafe Pro tentbed zo dat de patiënt zichzelf niet kan afzetten tegen of verwonden aan muren, meubels of andere voorwerpen wanneer hij/zij zich in de tent bevindt.

8. Drainage openingen. Zorg dat alle ritsen helemaal zijn gesloten als de openingen niet gebruikt worden. Controleer, wanneer u de openingen gebruikt, of de doorstroming niet wordt belemmerd.

9. Oproepknop. Wanneer het ZORGPLAN het gebruik van een oproepknop door een patiënt toestaat, dient u te zorgen dat de patiënt goed bij de knop kan.

10. Ligvlakverstelling. Laat het ligvlak volledig horizontaal, zodat er geen ruimte ontstaat waar de patiënt in/achter kan kruipen of beklemd kan raken.