

10 wichtige Kontrollpunkte bevor Sie den Patienten allein lassen

FeelSafe Pro

ACHTUNG! Sorgen Sie dafür, dass Sie den PFLEGEPLAN oder dass ärztliche Attest des Patienten kennen und wissen, wie und wie oft der Patient kontrolliert werden muss.

1. Zelt und Netzgewebe Kontrollieren Sie, ob die Nylonpaneele oder das Netzgewebe Verschleißerscheinungen, Löcher oder dünne Stellen aufweisen. Kontrollieren Sie, ob das Zelt und der Rahmen sicher und ordnungsgemäß am Krankenhausbett befestigt sind und dass der Metallrahmen komplett mit Schaumstoffrollen geschützt ist. Kontrollieren Sie auch, ob sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

2. Matratze Die Matratze muss sich immer im vollständig verschlossenen Matratzenfach befinden. Legen sie eine Matratze NIEMALS in den Teil, in dem der Patient liegt. (Nur die Auflagematratze von 5 cm von Human Protection ist dort erlaubt.) Der Patient kann unter die Matratze kriechen und sich einklemmen.

3. Hygiene Achten Sie darauf, dass das Bett sauber ist und sich kein Unrat oder Gegenstände darin befinden, die das Verletzungs- oder Erstickungsrisiko erhöhen können.

4. Höhe und Bedienung des Bettes Achten Sie darauf, dass sich das Bett in der niedrigsten Position befindet. So verringern Sie die Möglichkeit, dass das Bett kippt, wenn der Patient aufgeregt oder aggressiv wird. Lassen Sie die Bettbedienung NIEMALS in dem Bereich zurück, in dem der Patient liegt, wenn Sie den Patienten unbeaufsichtigt hinterlassen.

5. Verriegelbare Schwenkräder Um das Risiko von unerwünschten Bewegungen des Zeltbetts zu vermeiden, müssen alle vier Schwenkräder vollständig blockiert sein, wenn sich der Patient im Zeltbett befindet.

6. Reißverschlüsse und Schnellverschlüsse Testen Sie, ob alle Reißverschlüsse einfach geöffnet und sicher geschlossen werden können und ob keine Zwischenräume oder Öffnungen vorhanden sind, wenn Druck auf den Reißverschluss ausgeübt wird. Testen Sie alle Reißverschlüsse auf der gesamten Länge durch Drücken auf das Paneel oder auf das Zelt neben dem Reißverschluss. So können Sie prüfen, ob diese ordnungsgemäß geschlossen sind. Verwenden Sie IMMER die Griffe des Reißverschlusses und befestigen Sie die Schnellverschlüsse an allen Zugangspaneelen.

7. Positionierung. Platzieren Sie das FeelSafe Pro Zeltbett so, dass ein ausreichender Abstand zwischen dem Zeltbett und Wänden, Möbeln oder anderen Gegenständen besteht, damit sich der Patient nicht aus dem Zeltbett heraus verletzen kann.

8. Drainageöffnungen Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse komplett geschlossen sind, wenn die Öffnungen nicht verwendet werden. Kontrollieren Sie, wenn die Öffnungen verwendet werden, ob der Durchfluss nicht behindert wird.

9. Klingelbedienung Wenn der PFLEGEPLAN die Nutzung einer Klingelbedienung durch einen Patienten erlaubt, müssen Sie darauf achten, dass der Patient die Klingelbedienung gut erreichen kann.

10. Verstellung der Liegefläche. Lassen Sie die Matratze FLACH liegen und achten Sie darauf, dass das Kopfende des Bettes FLACH eingestellt ist, um das Risiko des EINKLEMMENS zu verringern.